

# Гігієна інкубаторію

## Дезінфекція приміщення та обладнання інкубатора

Дезінфекція приміщення та обладнання	Концентрація розчину	Використання
Планове очищення та дезінфекція приміщень, обладнання та інкубатора	1:100 (10г препарату Virkon™ S на кожен літр води) 1:200 (профілактична дезінфекція)	Користуйтеся установкою для миття під тиском або ранцевим оприскувачем в режимі туманоутворення

## Дезінфекція інкубаційного яйця перед закладкою у вивідні шафи

Дезінфекція інкубаційного яйця	Концентрація розчину	Використання
Перед закладкою яйця на інкубатор	1:400	Використовуйте механічний туманоутворювач для застосування розчину Virkon™ S у концентрації готового розчину 1 літр на 10 м2 площі

## Дезінфекція оборотної пластикової тари

Дезінфекція оборотної тари	Концентрація розчину	Використання
Оборотна тара	1:100	Користуйтеся установкою для миття під тиском або ранцевим оприскувачем

## Дезінфекція спецодягу

Дезінфекція одягу	Концентрація розчину	Використання
Автоматичне прання спецодягу	1:200	Додавати Virkon™ S до прального порошку при автоматичному пранні